

Scheda prodotto

Art. 134-FA

COMPRESSA DI GARZA STERILE
10X10 CM 25 STRATI



COMPRESSA DI GARZA STERILE 10X10CM, 25 STRATI FARMATEXA

Destinazione d'uso: Il dispositivo è a carattere invasivo chirurgico, ad uso temporaneo o a breve termine, utilizzato per mantenere sotto controllo il microambiente di una ferita, per l'assorbimento degli essudati o come supporto per la somministrazione di sostanze nella disinfezione cutanea.

Dimensione: cm 10X10

Conservazione: Conservare il dispositivo all'interno della sua confezione originale in un ambiente fresco e asciutto, lontano da fonti di calore o fiamme libere. Non esporre alla luce solare diretta ed evitare ambienti polverosi. Temperatura di conservazione consigliata: compresa tra 0°C e 50 °C

Classe: Dispositivo medico di Classe IS

Prodotto conforme alla MDR 2017/745

REV 01-2022