

# Scheda prodotto

## Art. 209

SMALLPLUS 010

CAT C ALL 2

MAGGIORATO ALTO ADIGE



Valigetta realizzata in ABS antiurto con maniglia per trasporto e chiusura con due clips rotanti. Composta da due vani interni di uguale grandezza separati da coperchi in plastica trasparente per un migliore alloggiamento dei contenuti. Guarnizione in neoprene per maggiore tenuta. Dotata di supporto per attacco a parete.

Dimensione: mm 280x200x115

Materiale: ABS antiurto

Colore: arancio, croce bianca alta visibilità su sfondo verde

Peso valigetta vuota: kg 0,900

Peso valigetta piena: kg 1,700

**Contenuto secondo l'All. 2 del D.lgs. 81/2008-D.M.388/2003 per aziende del gruppo C con meno di tre lavoratori e per i lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, MAGGIORAZIONE ai sensi del D.P.P N. 25/2005 del 13-06-05 ALTO ADIGE:**

- 1 copia Decreto Legislativo n° 81/ 2008
- istruzioni per l'uso dei presidi contenuti e per le prestazioni dei primi soccorsi in attesa dei servizi d'emergenza
- 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio
- 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
- 2 paia di guanti sterili monouso
- 3 compresse di garza sterile cm 10x10 in buste singole
- 1 compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole
- 1 pinzetta da medicazione sterile monouso
- 1 confezione cotone idrofilo
- 1 confezione da 10 cerotti di varie misure pronti all'uso
- 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5x 5 m
- 2 rotoli di benda orlata alta cm 10x 4 m
- 1 paio di forbici
- 1 laccio emostatico
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso
- 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 2 tampobende cm 8 x 10 DIN 13151 M misura 8
- 2 tampobende cm 10 x 12 DIN 13151 G misura 10
- 2 benda elastica cm 8x 4 m
- 1 coperta isoterma oro-argento
- 1 dispositivo di protezione per la ventilazione artificiale

**I Dispositivi contenuti nel kit sono conformi alla MDR 2017/745  
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce diretta.  
Leggere le istruzioni per l'uso.**

REV 01-2022