

# Scheda prodotto

## Art. 215

BIGPLUS 009

KIT CAT AB ALL 1

MAGGIORATO ALTO ADIGE



Valigetta con maniglia per trasporto e chiusura con due clips rotanti. Composta da due vani interni di uguale grandezza separati da coperchi in plastica trasparente per un migliore alloggiamento dei contenuti. Guarnizione in neoprene per maggiore tenuta. Dotata di supporto per attacco a parete.

Dimensione: mm 445X320X150

Materiale: ABS antiurto

Colore: arancio, croce bianca alta visibilità su sfondo verde

Peso valigetta vuota: kg 2,650

Peso valigetta piena: kg 6,550

**Contenuto secondo l'All. 1 del D.lgs. 81/2008-D.M.388/2003 per aziende del gruppo AB con più di tre lavoratori, MAGGIORAZIONE ai sensi del D.P.P N. 25/2005 del 13-06-05 ALTO ADIGE:**

- 1 copia Decreto Legislativo n° 81/ 2008
- istruzioni per l'uso dei presidi contenuti e per le prestazioni dei primi soccorsi in attesa dei servizi d'emergenza
- 1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio (2 flaconi)
- 1500 ml di soluzione fisiologica (sodiocloruro 0,9%) (3 flaconi)
- 1 disinfettante 250 ml
- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
- 10 compresse di garza sterile cm 10X10 in buste singole
- 2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole
- 2 teli monouso cm 40x60
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 2 pinzette da medicazione sterili monouso
- 2 rotoli di cerotto cm 2.5x 5 m
- 1 confezione di rete elastica di misura media
- 1 paio di forbici
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale
- 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
- 3 tampobenda cm 8x10 DIN13151 M misura 8
- 3 tampobenda cm 10 x 12 DIN 13151 G misura 10
- 3 benda elastica cm 8x 4 m
- 3 bende garza orlata cm10x 4 m
- 1 coperta isoterma isoterma oro-argento
- 1 dispositivo di protezione per la ventilazione artificiale

**I Dispositivi Medici contenuti nel kit sono conformi alla MDR 2017/745**

**Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce diretta.**

**Leggere le istruzioni per l'uso.**

REV 01-2022