

# Scheda prodotto

## Art. 138-BIS

COMPRESSE PIEGATE DI GARZA IDROFILA  
CM 18X40 FARMATEXA



COMPRESSE PIEGATE DI GARZA IDROFILA MONOUSO, box da 12 garze.

Destinazione d'uso: Il dispositivo è a carattere invasivo chirurgico, ad uso temporaneo o a breve termine, utilizzato per mantenere sotto controllo il microambiente di una ferita, per l'assorbimento degli essudati o come supporto per la somministrazione di sostanze nella disinfezione cutanea.

Dimensione: cm 18x40

Materiale: Puro cotone

Colore: Bianco

Sterilità: Sterilizzazione ad ossido di etilene

Conservazione: Conservare il dispositivo all'interno della sua confezione originale in un ambiente fresco e asciutto, lontano da fonti di calore o fiamme libere. Non esporre alla luce solare diretta ed evitare ambienti polverosi. Temperatura di conservazione consigliata: compresa tra 0°C e 50 °C

Classe: Dispositivo medico di Classe IIA

**Prodotto conforme alla MDR 2017/745**

REV 01-2022