

Scheda prodotto

Art. 175LON- STAT

STAZIONE LAVAGGIO
OCULARE 2X500 ML



Stazione per lavaggio oculare con 2 flaconi di Soluzione salina sterile NaCl 0.9% con tappo per bagno oculare, dotata di specchio. Può essere appesa a parete.

La soluzione può essere utilizzata per il lavaggio dell'epidermide e per rimuovere oggetti estranei nell'occhio come trattamento iniziale.

Solo per uso esterno. Non riutilizzare

Flacone da 500 ml

dispositivo medico di classe 1S

VALIDITA': 5 ANNI

sterilizzazione : raggi gamma

la sterilità è garantita solo se la confezione è integra.

Dispositivo Medico conforme alla MDR 2017/745

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce diretta.

Leggere le istruzioni per l'uso.

REV 04-2026